

Per maggiori informazioni  
su questi prodotti visitate  
il sito [it.zhermack.com](http://it.zhermack.com)



**elite<sup>®</sup> LC tray** **ROUND**

## DESIGNED FOR EFFICIENCY



### *Light Curing Tray Material*

Frutto del know-how decennale Zhermack nella produzione di placche fotopolimerizzabili, ecco a voi la versione "ROUND" della linea elite<sup>®</sup> LC tray.

Le placche **elite<sup>®</sup> LC tray ROUND** presentano un'innovativa forma ergonomica, studiata per ridurre al minimo il materiale in eccesso dopo la lavorazione. In tal modo l'odontotecnico non dovrà preoccuparsi di gestire le rimanenze, risparmiando tempo ed evitando possibili sprechi.

**elite<sup>®</sup> LC tray ROUND** è pertanto il prodotto ideale per i laboratori che desiderano placche ergonomiche di medie dimensioni, ottimizzate per aumentare l'efficienza.



[it.zhermack.com](http://it.zhermack.com)  
[info@zhermack.com](mailto:info@zhermack.com)

Numero Verde  
**800-856014**

**Zhermack<sup>®</sup>**  
BEYOND INNOVATION

## Benefit

- Forma ergonomica per ridurre le rimanenze
- Contrazione impercettibile dopo la polimerizzazione
- Lavorabile con semplicità e non appiccica alle mani
- Durezza e rigidità studiate per facilitare la rifinitura
- Spessore ideale per molteplici applicazioni
- Shelf-life 3 anni

## APPLICAZIONI



Portaimpronta individuali e funzionali



Placche oclusali



Basi per montaggio di denti e/o fissaggio di dispositivi di registrazione



Bloccaggio di corone telescopiche o secondarie

### Dati Tecnici

Tempo di polimerizzazione	3' - 5'
Spessore	2,4 mm*
Durezza a 1'	80 Shore D
Tipo di polimerizzazione	350-400 nm luce UV / 420-480 nm luce alogena

\* tolleranza +/- 0,1 mm

### Confezionamenti

D500050	Elite® LC Tray ROUND Bianco (50 pz)
D500052	Elite® LC Tray ROUND Rosa (50 pz)
D500054	Elite® LC Tray ROUND Blu (50 pz)

### BRANCHES

**GERMANY**  
Zhermack GmbH  
Deutschland  
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl  
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0  
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11  
info@zhermack.de  
www.zhermack.com

**POLAND**  
Zhermapol Sp. z o.o.  
ul. Augustówka 14  
02 - 981 Warszawa - Polska  
Tel. +48 - 22 858 82 72  
+48 - 22 858 73 41  
Fax +48 - 22 642 07 14  
biuro@zhermapol.pl  
www.zhermapol.pl

**USA**  
Zhermack Inc.  
P.O. Box 4195, River Edge  
New Jersey 07661 - 4195  
Tel. +1 - (877) 819 6206  
+1 - (732) 389 8540  
Fax +1 - (732) 389 8543  
info@zhermackusa.com  
www.zhermackusa.com

### COUNTRY CONTACTS

**UK AND IRELAND**  
Tel. +44 - (0)7860 346 129  
uk@zhermack.com

**SPAIN**  
Tel. +34 - 900 99 39 52  
info.spain@zhermack.com

**TURKEY**  
Tel. +90 533 76 44 955  
info.turkey@zhermack.com

**FRANCE**  
Tel. +33 - 0800 915 083  
info.france@zhermack.com

**RUSSIA**  
Tel. +7 - 916 930 1191  
info.russia@zhermack.com

**MEXICO AND CENTRAL AMERICA**  
Tel. +52 - 1 55 919 804 97  
info.mexico@zhermack.com

**SOUTH AMERICA**  
Tel. +57 - 310 2601 777  
info.colombia@zhermack.com

### Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY  
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com