

Hydrorise, l'innovazione che non c'era.

Da oggi i dentisti possono contare su un materiale da impronta veramente innovativo: **hydrorise**, il primo silicone A iperidrofilo per qualsiasi tecnica d'impronta e per tutte le situazioni cliniche.

Hyperhydrophilic technology è la tecnologia esclusiva sviluppata dalla ricerca Zhermack che rende hydrorise estremamente affine con l'acqua.

Con un angolo di contatto inferiore a 10° e grazie all'effetto del sistema AMDA (Advanced Moisture Displacement) **hydrorise** riesce a spostare i fluidi all'interno del solco gengivale e riprodurre con massima precisione i margini dell'impronta come nessun altro materiale è in grado di fare.

L'attenzione dei ricercatori nella fase di sviluppo dei materiali per impronte Zhermack è da sempre rivolta alle proprietà clinicamente rilevanti. Un materiale per impronte deve garantire risultati estremamente accurati e affidabili, anche in situazioni cliniche particolarmente difficili, la perfetta sinergia tra le proprietà fisiche e meccaniche di **hydrorise** garantisce ogni volta il successo clinico.

Zhermack offre inoltre la possibilità di associare a questa nuova gamma, Hydrosystem, il nuovo condizionatore che ottimizza le superfici delle preparazioni creando le condizioni ideali per l'utilizzo di Hydrorise.

Applicato sulla preparazione prima della presa d'impronta, Hydrosystem migliora ulteriormente l'angolo di contatto incrementando la bagnabilità del materiale sulla superficie dei denti: in questo modo viene favorita la scorrevolezza del silicone verso le aree più profonde del solco gengivale.

Hydrorise è disponibile nelle viscosità putty - heavy body - regular body - light body - extra light body - monophasic, ciascuna delle quali è proposta sia in versione normal set, sia fast set.

Zhermack SpA

Via Bovazecchino 100
45021 Badia Polesine RO - Italy
Tel. 0425 597611
Fax 0425 53596
e-mail: info@zhermack.com
www.zhermack.com